

## 新商品企画書

■実売価格 ¥5,800(税込)  
ロット5 アソート可  
ルルド マッサージクッションS  
ドライバースパック

- A-HL138CB (チョコブラウン)
- A-HL138GN (グリーン)
- A-HL138CF (カフェオレ)
- A-HL138RS (ローズ)
- A-HL138DCR (ドットクリーム)
- A-HL138ZBK (ゼブラブラック)
- A-HL138CP (チェックピンク)
- A-HL138CL (チェックブルー)

NEW



※ドライバーの方は運転中に使用しないでください。12V車専用です。24V車には使用しないでください。

## 7 Relax Time

好きな部位をマッサージ。

### 腰に

イスやソファでくつろぎながら、疲れた腰をマッサージ。



### 首に肩に

枕がわりに寝そべりながら、首や肩をマッサージ。

### ふとももに ふくらはぎに

リラックスした姿勢で、ふともも&ふくらはぎをマッサージ。



## 3 Clean

洗えるカバーだから、いつでも清潔。



## 4 Easy

ボタンひとつでできる、簡単コントロール。



## 5 Safety

約15分で自動停止する、安心・安全設計。



## 6 Ecology

毎日1時間使用しても電気代は1ヶ月たったの約5円。

※料金単価は22円/kWhで算出しています。



## 8 Color

選べるカラー8色!



## Massage CUSHION-S

ルルド マッサージクッションS ドライバースパック



### 車のシートにぴったりサイズ!

ルルドマッサージクッションSにチェック柄が仲間入り。



多数の色糸を使用した織り生地

特別デザインの  
パッケージ入り

## 2 Relax for Home & Car

家でも、車でも、好きな場所でマッサージ。

※ドライバーの方は運転中に使用しないでください。12V車専用です。24V車には使用しないでください。



## 1 Comfort

4つのもみ玉&2つのポイント指圧付ヒーターを内蔵。



天然木(タモ材)を使用のボタンがアクセントに。

「もみ下げ」と「もみ上げ」を30秒毎に自動切替え。



付属のカーアダプターに付け替え可能。車が快適マッサージ空間に。

品名	家庭用電気マッサージ器 ルルド マッサージクッションSドライバースパック
品番	A-HL138CB (チョコブラウン)、A-HL138GN (グリーン)、A-HL138CF (カフェオレ)、A-HL138RS (ローズ)、A-HL138DCR (ドットクリーム)、A-HL138ZBK (ゼブラブラック)、A-HL138CP (チェックピンク) A-HL138CL (チェックブルー)
仕様	<p>■素材 本体表地:ポリエステル100% 本体:ウレタンフォーム、ABS樹脂 カバー表地:(cb, gn, cf, rs, dcr, zbk) ポリエステル100% (起毛加工) (cp, cl) 外側:ポリエステル70%・綿22%・レーヨン8% 内側:ポリエステル95%以上・ポリウレタン5%未満 マッサージ部:ポリエステル55%・ナイロン45%</p> <p>■本体定格:DC12V ■定格消費電力:8W (ヒーター1W) ■アダプター定格:入力AC100V 50/60Hz 600mA 出力DC12V 2A ■カーアダプター定格:入力DC12V 出力12V 5A (最大) ■もみスピード:(約) 30回転/分 (30秒毎に正・逆転の繰り返し) ■もみ幅:(約) 80~160mm ■ヒーター温度特性:50℃以下 ■タイマー:15分自動OFF ■付属品:ACアダプター、カーアダプター ■生産国:中国 ■医療機器認証番号:223AGBZX00069000</p>
JAN	cb (チョコブラウン):4948731013103 gn (グリーン):4948731013363 cf (カフェオレ):4948731013110 rs (ローズ) 4948731013370、dcr (ドットクリーム) 4948731013066 zbk (ゼブラブラック):4948731013356、cp (チェックピンク):4948731014117 cl (チェックブルー):4948731014124
サイズ/重量	■本体:(約) W360×L240×H120 mm/(約) 1.4kg (アダプター含まず) ■ACアダプター電源コード:(約) 2m ■カーアダプター電源コード:(約) 3m
梱包	■化粧箱:(約) W365×L125×H240mm/(約) 1.9kg ■5個入外箱:(約) W650×L380×H275mm/(約) 11kg

138C\_130808

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 販売元

あづまや 東谷株式会社 名古屋市中区栄4丁目17番地5号 Tel 052(241)3077 Fax 052(241)3099 http://www.azumaya-kk.com/

「Light Furniture」は、1個単位でも個人宅へ直送可能です。ロット単位未満の発送には、1件あたり¥525(500)/件の別途料金が必要です。(販売店様にお送りする場合もロット単位未満の発送には同額の運賃を適用させていただきます。) 但し「Light Furniture」以外の商品はこの限りではございません。 ※当社JANコード No.4985155